

Egenkontroll - Medicinkylskåp

Inköp av nytt medicinkylskåp

Kylskåp beställs från upphandlad leverantör och ska godkännas och betalas av skolan. Det ska vara låsbart, ha larmfunktion, max/minimum temperatur och bör ha temperaturlogg med historik. Du kan då se hur långt tid bakåt det varit en viss temperatur. Temperaturlogg kan behöva köpas separat beroende på upphandlad leverantör av kylskåp.

Handhavande

Vaccin är känsliga läkemedel, de förvaras i +2 till +8 °C. Kylskåpets temperatur ställs in på +5 °C. Detta då temperaturen närmar sig +2, är risken att kylskåpets temperatur sjunker under noll i vid avvikelser större. Vaccinet förstörs alltid om det fryser. Packa inte vaccinförpackningarna för tätt på hyllorna, då kan luften inte cirkulera och temperaturen fördelas jämnt. Ha inte för mycket vaccin liggande i kylskåpet annat än inför planerade vaccinationstillfällen i skolan.

En orsak till att temperaturen stiger, kan vara att kylskåpsdörren inte är helt stängd eller att det inte kommer ström till kylskåpet. Var noga med att stänga dörren.

Förvara inte läkemedel och vaccin i kylskåpsdörren eller direkt på bottenplattan.

Säkerställ att det inte av misstag går att trycka på kylskåpets strömbrytare eller av den av misstag kan dras ut ur uttaget.

Informera den övriga personalen, också städpersonalen, att strömkabeln inte får dras ut ur uttaget.

Om det är möjligt, se till att kylskåpet inte står i direkt solljus. Då detta påverkar processorn som jobbar mot rumstemperaturen – hög temperatur innebär att den får jobba hårdare och kan då förkorta livstiden på kylskåpet.

Kontroll varje arbetsdag

Kontrollera max- och min temperatur och nollställ temperaturen gång per arbetsdag, enligt manual för ditt kylskåp. Notera temperaturen samt signera och skriv dagens datum på temperaturlogglistan. Kylskåp med temperaturlogg behöver inte nollställas.

Kontrollera alltid om larmlampan lyser rött, notera detta på temperaturloggen, gradantal och hur lång tid temperaturen har avvikit, se vidare under larm/avvikelser. Om du har tövattenbehållare, kontrollera och töm vid behov enligt manual för ditt kylskåp.

Åtgärd vid larm/avvikelse på temperatur

Notera max- respektive min temperatur. Kontrollerna dokumenteras i temperaturlogglistan.

Kontroller om kylskåpet låter ”dåligt”, ser det ut att finnas is som behöver frostas av?

Vid temperatur under +2 grader och maxtemperatur över +8 grader behöver åtgärder vidtas.

Kontrollera vilka vaccin som klarar förhöjda temperaturer respektive vilka som måste kasseras om temperaturen har varit avvikande under en längre tid. Detta gör du genom att kontakta vaccinelleverantören för de vaccin du har i ditt kylskåp. Vaccinet ska alltid kasseras om det varit fryst.

Om vaccinet ska kasseras görs det omedelbart. Vid otillräckliga uppgifter om kylskåpets temperaturhistoria, måste vaccinen kasseras för säkerhets skull.

Kontakta leverantören för ditt kylskåp och hör med dem om vidare åtgärder. Skriv en avvikelse om du misstänker fel på kylskåpet eller om de varit ett planerat strömavbrott som du inte fått kännedom om.

Skötsel

Eventuell avfrostning görs enligt manual för ditt kylskåp.

Rengör regelbundet synliga delar med en fuktig trasa, använd rengöringsmedel. Torka rent med en torr trasa. Rengör utsidan med DAX ytdesinfektion Plus 70%.